



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ
КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 9" ДМР
49130, м. Дніпро, пров. Фестивальний, 1, тел. 066-765-60-63,
e-mail: medcentr9@ukr.net

ЗАЯВКА на 2021 рік по КНП «ДЦПМСД №9» ДМР.

№ з/п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна	Сума
1.	Експрес-тест на ВІЛ 1-2.0	Шт.	100	50,0	5000,00

Загальна сума закупівлі складає: 5000 грн. (п'ять тисяч грн. 00коп.)

Медико-технічні вимоги

№ з/п	Найменування товару	Медико-технічні вимоги
1.	Експрес-тест на ВІЛ 1-2.0 Код НК 024:2019-30833 Швидкий тестовий пристрій для ідентифікації вірусу 1,2 імунodefіциту людини	Швидкий тест на ВІЛ 1-2.0, касета - скринінг-тест in vitro для виявлення антитіл, специфічних для ВІЛ-1 (включаючи групу О) та ВІЛ-2 у сироватці крові людини, плазмі, венозній та капілярній цільній крові людини без спеціального обладнання. Відносна чутливість Швидкого тесту на ВІЛ 1-2.0, касета (цільна кров/сироватка/плазма) становить 100 %, а відносна специфічність 100%. Аналітична чутливість експрес-тесту ВІЛ 1-2.0, одержана тестуванням сероконверсійних панелей. 1. Процедура тестування проводиться при температурі 15–30° С. Перед початком процедури тестування тест-касета, зразок та буфер мають бути доведені до вказаної температури. 2. Зчитування результатів тестування через 15 хвилин після додавання буферу до зразка. Не враховувати результати після 25 хвилин. 3. Тести повинні зберігатися як при кімнатній температурі, так і в умовах побутового холодильника (температура зберігання від +4 до +30° С). 4. Тест – системи повинні мати формат тест – касети, та бути укомплектовані необхідними складовими для проведення тестування: одноразовою піпеткою, буфером, ланцетом, серветкою, інструкцією українською мовою.

	5. Наявність у виробника міжнародного сертифікату ISO 13485:2016 Фасування: 5штук в упаковці
--	---

Медичний директор

Ткаченко Ю.С.

Головна медична сестра

Алексенко В.В.

Сестра мед.ЗПСМ

З обов.фармацевта

Лонська О.О.

