



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ  
КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 9" ДМР  
49130, м. Дніпро, пров. Фестивальний, 1, тел. 066-765-60-63,  
e-mail: [medcentr9@ukr.net](mailto:medcentr9@ukr.net)

ЗАЯВКА на 2023 рік по КНП «ДЦПМСД№9» ДМР.

№ з/п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна	Сума
1	Мікро пробірка, 0.5 мл, EDTA К3 Лавандова, 8x45 мм ПП	Шт	25000	3,7	92500,00
2	Вакуумна пробірка, 5 мл, Без наповнювача, Червона, 13x100 мм ПЕТ	Шт	300	3,7	1110,0
3	Вакуумна пробірка, 3 мл, EDTA К2, Лавандова, 13x75 мм ПЕТ	Шт	500	3,30	1650,0
4	Пробірка з кришкою, 5 мл №300 «ERPENDORF»	шт	1500	2,50	3750,0
5	Мікропробірка 2,0 мл 1000 шт/уп «ERPENDORF»	шт	5000	1,0	5000,0

Загальна сума закупівлі складає: 104010,00грн. (сто чотири тисячі десятьгрн. 00коп.)

Медико-технічні вимоги

№ з/п	Найменування товару	Медико-технічні вимоги
1	Мікро пробірка, 0.5 мл, EDTA К3 Лавандова, 8x45 мм ПП НК 024:2019 47588 – Пробірка вакуумна для відбору зразків крові IVD, з КЗЕДТА	Пробірка повинна бути: - пластикова, призначена для збору та гематологічних досліджень капілярної крові, - мати поліетиленову кришку лавандового кольору, - Пробірка повинна мати витончений та розширений верхній край для полегшення взяття капілярної крові. - Пробірка повинна мати стійку основу. - Пробірка повинна мати кришку з різбленням, що закривається в замок з пробіркою. - стерильна, розмір пробірки 8 x 45 мм. - оброблена антикоагулянтном К3 ЕДТА, напилений на внутрішні стінки пробірки, - об'єм зразка крові - наявність мітки 250 та 500 мкл, - Групове фасування 100 штук в пінопластовому штативі. - термін придатності пробірок повинен бути не менше 24 міс.

2	<p>Вакуумна пробірка, 5 мл, Без наповнювача, Червона, 13x100 мм ПЕТ НК 024:2019: 47590 - Пробірка вакуумна для відбору зразків крові IVD, без добавок</p>	<p>Пробірка має бути:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вакуумною для дозованого взяття крові</li> <li>- виготовлена з поліетилентерефталату (ПЕТ)</li> <li>- стерильною</li> <li>- наповнювач – порожня, без наповнювача,</li> <li>- об'єм взятої крові - 5,0 мл.</li> <li>- розмір пробірки 13x100 мм.</li> <li>- колір кришки – червоний.</li> <li>- пакування по 100 шт.</li> <li>- Загальний термін придатності пробірок – не менше 18 місяців.</li> <li>- маркування етикетки – українська мова, знак відповідності.</li> </ul>
3	<p>Вакуумна пробірка, 3 мл, EDTA K2, Лавандова, 13x75 мм ПЕТ НК 024:2019 43865 Вакумна пробірка для взяття зразків крові, 3 K2EDTA. IVD</p>	<p>Пробірка має бути:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вакуумною для дозованого взяття крові</li> <li>- виготовлена з поліетилентерефталату (ПЕТ)</li> <li>- стерильною</li> <li>- наповнювач – K3 (2 EDTA),</li> <li>- об'єм взятої крові - 3,0 мл.</li> <li>- розмір пробірки 13x75 мм.</li> <li>- колір кришки – лавандова.</li> <li>- пакування по 100 шт.</li> <li>- Загальний термін придатності пробірок – не менше 18 місяців.</li> <li>- маркування етикетки – українська мова, знак відповідності.</li> </ul>
	<p>Пробірка з кришкою, 5 мл №300 «EPENDORF» - Обем 5 мл - Розмір пробірки Ø 13x52 НК 024:2019: 37563 — Пробірка для збору зразків крові не вакуумна без домішок IVD</p>	<p>Пробірка з кришкою, 5 мл №300 Пробірка повинна бути:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- з кришкою,</li> <li>- з градуванням,</li> <li>- з поліпропілену (ПП),</li> <li>- автоклавуєма до 121 ° С протягом 15 хвилин.</li> <li>- з високим конічним днищем,</li> <li>- з герметичною плоскою шапкою, яка прикріплена у верхній частині. –</li> <li>- з хорошою прозорістю, а також чіткою</li> <li>- видимістю в нижній області.</li> <li>- Витримувати температуру до 121 ° С і заморожування до -40 ° С.</li> <li>- Стійкі до фенолів або хлороформу</li> <li>- Використовується у віджиманні до 16400 оборотів в хвилину (25000 RCF XG) MAX.</li> <li>- маркування та поле для підпису.</li> <li>- Не стерильні,</li> <li>- Типу «EPENDORF»</li> <li>- Обем 5 мл</li> <li>- Розмір пробірки Ø 13x52</li> </ul>
	<p>Мікропробірка 2,0 мл 1000 шт/уп «EPENDORF» НК 024:2019: 37563 — Пробірка для збору зразків крові не вакуумна без домішок IVD</p>	<p>Мікропробірка 2,0 мл 1000 шт/уп Мікропробірка повинна бути:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- конічна,</li> <li>- з відкидною кришкою,</li> <li>- з поліпропілену (ПП),</li> <li>- витримувати температуру до 121 ° С і заморожування до -20 ° С.</li> <li>- Хімічно стійка,</li> <li>- Градуйована, шкала 0,5-1,0 -1,5-2,0 мл</li> <li>- Не стерильна,</li> </ul>

	- Об'єм 2,0 мл -Розмір пробірки Ø 11x42
--	--

Медичний директор

Юлія ТКАЧЕНКО

Головна медична сестра

Вікторія АЛЕКСЕНКО

Сестра мед.ЗПСМ

З обов.фармацевта

Олена ЛОНСЬКА

