



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 9»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КНП «ДЦПМСД № 9» ДМР)

49130, м. Дніпро, пров. Фестивальний, 1

Заявка на закупівлю на 2024 рік

№	Найменування предмету закупівлі або еквівалент	За кодом НК 024:2023	Од. вим.	Кількість	Ціна за одиницю в грн.	Всього в грн.
1.	Шафа медична на 2-ві дверки -	10535 — Медична шафа	шт	2	12200,00	22400,00
2	Кушетка процедурна з регулюємим підголівником	32266 — Стіл/кушетка масажний без електроживлення непортативний	шт	2	7000,00	14000,00
3	Стіл пеленальний 600x775x955	43544- Стіл пеленальний стаціонарний	шт	1	7200,00	7200,00
4	Стіл пеленальний 985x775x955	43544- Стіл пеленальний стаціонарний	шт	1	7200,00	7200,00
5	Негатоскоп	35823 — Негатоскоп медичний з електроживленням	шт	1	5750,00	5750,00
Всього:						56550,00

Всього: 56 550.00 грн. (п'ятдесят шість тисяч п'ятсот п'ятдесят грн. 00 коп.)

Медико- технічні вимоги:

Шафа медична

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
	Шафа медична на 2-ві дверки -	шт.	2	Шафа медична використовується в медичних закладах для розміщення інструментів, матеріалів медикаментів в перев'язувальних, операційних і ін.

№ п/п	Опис вимог	Наявність функції або величина параметра за технічним завданням	Відповідність (так/ні)
1. Технічні характеристики			
1.1	Ширина	500±10 мм	
1.2	Глибина	400±10 мм	
1.3	Висота	1610±10 мм	
1.4	Розмір полиці	довжина - 500 ± 10 мм ширина - 355 ± 10 мм	
1.5	Комплект постачання	Боковина - 2шт. Задня стінка - 1шт. Двері шафи - 1шт. Двері сейфа - 1шт. Полиця шафи - 3шт. Полиця сейфа - 1шт. Верхня кришка - 1шт. Нижня полиця - 1шт. Комплект метизів - 1шт. Інструкція із застосування - 1шт. Схема складання шафи - 1шт.	
1.6	Конструкція	Шафа виготовлена із високоякісного сталюого профілю та листового металу.	
1.7	Маса	Не більше 35 кг	
1.8	Допустиме статистичне навантаження на одну полицю	До 30 кг	

Кушетка процедурна з регулюємим підголівником

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	<i>Кушетка процедурна з регулюємим підголівником</i>	шт.	2	Кушетка процедурна з регулюємим підголівником використовується в медичних закладах для розміщення пацієнтів при лікувальному огляді і виконанні різних процедур.
№ п/п	Опис вимог	Наявність функції або величина параметра за технічним завданням		Відповідність (так/ні) з зазначення сторінки в паспорті (інструкції)
1. Технічні характеристики				
1.1	Габаритні розміри кушетки, мм (ДхШхВ)	1600*580*550		
1.2	Довжина рухомої частини ложе (підголівника), мм	375		
1.3	Кут нахилу рухомої частини ложе (підголівника)	0° - 45°		
1.4	Допустиме навантаження, кг	Не більше 150		
1.5	Вага нетто, кг	Не більше 21		

1.6	Середній термін використання, років	Не менше 10	
1.7	Конструкція	<p>Кушетка являє собою розбірний металевий каркас, на якому розміщене м'яке ложе з підголовником.</p> <p>Каркас кушетки виготовлений зі сталевій профільній труби 25x25x1.2мм.</p> <p>Ложе кушетки виготовлене з ДСП товщиною 16мм</p> <p>Ложе кушетки містить поролон товщиною 20 мм та обтягнуте якісною вініліскоїрою.</p> <p>Підголовник кушетки може регулюватися за кутом нахилу до основи в діапазоні від 0° до 45°.</p> <p>Каркас кушетки пофарбований білою порошковою фарбою RAL, яка має антибактеріальні властивості та допускає обробку дезінфікуючими розчинами.</p> <p>Всі матеріали та комплектуючі, які використовуються при виробництві кушетки, мають необхідні висновки та допущені для використання у виробництві медичних меблів.</p>	
1.8	Комплект постачання	<p>Ложе - 1шт.</p> <p>Ніжка - 2шт.</p> <p>Комплект метизів для кріплення ніг - 1шт.</p> <p>Інструкція із застосування - 1шт.</p>	
1.9	Виробництво	Україна	
1.10	Гарантійний термін експлуатації	12 місяців з дня введення в експлуатацію, але не більше 18 місяців з дня виготовлення	
1.11	Рік виготовлення	Не раніше 2024	

Стіл пеленальний 600x775x955

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	<i>Стіл пеленальний</i>	шт.	1	Стіл пеленальний використовується для розміщення на ньому новонародженої дитини при проведенні санітарної обробки, огляду, сповивання та інших процедур в дитячих кімнатах пологового та післяпологового відділень пологових будинків, медичних закладів.
№ п/п	Опис вимог		Наявність функції або величина параметра за технічним завданням	Відповідь (так/ні) зазначені сторінки паспорту (інструкції)
	1. Технічні характеристики			
1.1	Габаритні розміри стола, мм (ШxГxВ)		600x775x955	
1.2	Внутрішні розміри ложе, мм (ШxГxВ)		565x760	

1.3	Висота бортика, мм	130	
1.4	Максимальне навантаження, кг	Не більше 12	
1.5	Вага нетто, кг	Не більше 35	
1.6	Виробництво	Україна	
1.7	Середній термін використання, років	Не менше 10	
1.8	Конструкція	<p>Стіл являє собою розбірну конструкцію що складається зі стійок та розмішеного на них ложе з бортиками.</p> <p>Стойки стола виготовлені зі сталевій профільній труби 25x25x1,2мм.</p> <p>Стойки стола пофарбовані білою порошковою фарбою RAL, яка має антибактеріальні властивості та допускає обробку дезінфікуючими розчинами.</p> <p>Ложе та бортики виготовлені із ЛДСП товщиною 16мм з кромкою.</p> <p>Всі матеріали та комплектуючі, які використовуються при виробництві кушетки, мають необхідні висновки та допущені для використання у виробництві медичних меблів.</p>	
1.9	Комплект постачання	<p>Ложе – 1шт.</p> <p>Задній бортик – 1 шт.</p> <p>Бічний бортик – 2шт.</p> <p>Полиця – 1шт.</p> <p>Стойка металева – 2шт.</p> <p>Болт М8х50 з квадратним підголовником – 4шт.</p> <p>Гайка М8 – 4шт.</p> <p>Шайба М8 – 4шт.</p> <p>Шуруп 4х40 – 9шт.</p> <p>Конфірмат – 11шт.</p> <p>Ключ шестигранний Ø4 під конфірмат – 1 шт.</p> <p>Заглушка на конфірмати Ø10 (біла) – 11шт.</p> <p>Матрац для пеленального стола – 1 шт.</p> <p>Схема збирання – 1шт.</p> <p>Інструкція із застосування - 1 шт.</p>	

Стіл пеленальний 985x775x955

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	Стіл пеленальний	шт.	1	Стіл пеленальний використовується для розміщення на ньому новонародженої дитини при проведенні санітарної обробки, огляду, сповивання та інших процедур в дитячих кімнатах пологового та післяпологового відділень пологових будинків, медичних закл
№ п/п	Опис вимог		Наявність функції або величина параметра за технічним завданням	Відповід (так/н зазначі сторіні паспо

			(інструкція)
1. Технічні характеристики			
1.1	Габаритні розміри стола, мм (ШхГлхВ)	985x775x955	
1.2	Внутрішні розміри ложе, мм (ШхГл)	950x760	
1.3	Висота бортика, мм	130	
1.4	Максимальне навантаження, кг	Не більше 12	
1.5	Вага нетто, кг	Не більше 35	
1.6	Виробництво	Україна	
1.7	Середній термін використання, років	Не менше 10	
1.8	Конструкція	<p>Стіл являє собою розбірну конструкцію що складається зі стійок та розміщеного на них ложе з бортиками.</p> <p>Стійки стола виготовлені зі сталеві профільної труби 25x25x1,2мм.</p> <p>Стійки стола пофарбовані білою порошковою фарбою RAL, яка має антибактеріальні властивості та допускає обробку дезінфікуючими розчинами.</p> <p>Ложе та бортики виготовлені із ЛДСП товщиною 16мм з кромкою.</p> <p>Всі матеріали та комплектуючі, які використовуються при виробництві кушетки, мають необхідні висновки та допущені для використання у виробництві медичних меблів.</p>	
1.9	Комплект постачання	<p>Ложе – 1шт.</p> <p>Задній бортик – 1 шт.</p> <p>Бічний бортик – 2шт.</p> <p>Полиця – 1шт.</p> <p>Стійка металева – 2шт.</p> <p>Болт М8х50 з квадратним підголовником – 4шт.</p> <p>Гайка М8 – 4шт.</p> <p>Шайба М8 – 4шт.</p> <p>Шуруп 4х40 – 9шт.</p> <p>Конфірмат – 11шт.</p> <p>Ключ шестигранний Ø4 під конфірмат – 1 шт.</p> <p>Заглушка на конфірмати Ø10 (біла) – 11шт.</p> <p>Матрац для пеленального стола – 1 шт.</p> <p>Схема збирання – 1шт.</p> <p>Інструкція із застосування - 1 шт.</p>	

Негатоскоп

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
-------	--------------	----------------	-----------	----------

1	Негатоскоп	шт.	1	Негатоскоп призначений для перегляду сухих і мокрих рентгенівських знімків. Негатоскопи використовують для оснащення рентгенівських відділень, лікарських кабінетів клінік, лікарень, лабораторій і науково-дослідних інститутів
№ п/п	Опис вимог		Наявність функції або величина параметра за технічним завданням	Відповідність (так/ні)
1. Технічні характеристики				
1.1	Довжина		930±10 мм	
1.2	Ширина		100±10 мм	
1.3	Висота		550±10 мм	
1.4	Розмір екрану		810x445 мм	
1.5	Напруга		220 В	
1.6	Частота		50 Гц	
1.7	Споживана потужність		60 Вт	
1.8	Комплект постачання		Негатоскоп в зборі - 1 шт. Шнур живлення - 1 шт. Інструкція із застосування - 1шт	
1.9	Вага нетто		Не більше 9 кг	
1.10	Вага брутто		Не більше 11 кг	
1.11	Виробництво		Україна	

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Розрахунок очікуваної вартості здійснювався методом порівняння ринкових цін, а саме: проведено моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо).

Крім цього, був проведений аналіз закупівель аналогічних Товарів через офіційний портал оприлюднення інформації про публічні закупівлі України «Prozorro».

Обґрунтування закупівлі: для доукомплектації кабінетів лікарів згідно заключених пакетів надання медичних послуг від НСЗУ.

Завідувач відділення,
лікар акушер-гінеколог

Медичний директор



Наталія ГЛАЗУНОВА

Юлія ТКАЧЕНКО